



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Braț Închidere Ușă Autoclav - Runyes



**Pret:**

**120,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Brațul de închidere pentru ușa autoclavului Runyes este un component crucial care asigură siguranța și etanșeitatea ușii în timpul ciclurilor de sterilizare. Fabricat din metal durabil, acest braț este proiectat să reziste la condițiile dure de operare din interiorul unui autoclav, inclusiv presiunii și temperaturii ridicate.

### Caracteristici Tehnice:

- Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură.
- Compatibilitate: Proiectat pentru a se potrivi cu diverse modele de autoclave Runyes, asigurând o funcționare eficientă și sigură.
- Funcționalitate: Asigură închiderea fermă și etanșă a ușii autoclavei, prevenind scurgerile de abur și menținând presiunea necesară pentru un ciclu de sterilizare corect.
- Design: Design simplu și eficient, cu mai multe puncte de fixare pentru o montare sigură.

**Instrucțiuni de Utilizare:** Brațul de închidere trebuie instalat conform instrucțiunilor furnizate de producător. Asigurați-vă că este montat corect și că toate șuruburile și conexiunile sunt bine strânse pentru a preveni orice defecțiuni în timpul utilizării.

**Notă:** Acest braț de închidere se vinde individual și este recomandat să verificați compatibilitatea cu modelul specific de autoclav pe care îl utilizați înainte de achiziționare.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---