




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Pompa de Vacuum pentru Autoclave Runyes

Pret:

**2.430,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Pompa de vacuum Runyes este o componentă esențială pentru autoclavele medicale și dentare, asigurând un nivel de vid optim pentru procesul de sterilizare. Această pompă este proiectată pentru a oferi performanță constantă și fiabilitate, esențiale în medii care necesită igienă strictă.

### Caracteristici Tehnice:

- **Model:** GZ35B - 220
- **Debit de aer:** 30 L/min, asigurând o evacuare eficientă a aerului pentru a crea un vid adecvat în interiorul autoclavei.
- **Curent nominal:** 0.4A, oferind un consum eficient de energie în timpul funcționării.
- **Putere de intrare:** AC 220V ~ 240V, compatibil cu sistemele electrice standard.
- **Vacuum maxim:** -950 mbar, garantând o performanță optimă de vid pentru procesele de sterilizare.
- **Capacitor (condensator):** 4 $\mu$ F  $\pm$ 5%, 450VAC, asigurând stabilitatea și eficiența în funcționare.

### Instrucțiuni de Utilizare:

Pentru a menține performanța optimă a pompei de vacuum, este recomandat să verificați periodic integritatea componentelor și să efectuați întreținerea conform instrucțiunilor producătorului. În caz de uzură sau scăderea eficienței, pompa ar trebui înlocuită pentru a preveni compromiterea procesului de



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

sterilizare.

Notă:

Această pompă se vinde individual și este compatibilă exclusiv cu autoclavele Runyes specificate.