



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Suport cu 5 Locații (Comandă Pneumatică) CARE 33 Runyes

Pret:

890,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Acest suport cu 5 locații, echipat cu comandă pneumatică, este o soluție ideală pentru organizarea și gestionarea eficientă a instrumentelor dentare în cadrul uniturilor Runyes. Conceput pentru a asigura accesibilitate rapidă și sigură, suportul oferă un spațiu dedicat pentru fiecare instrument, menținând astfel ordinea și funcționalitatea optimă în cabinetul stomatologic.

Caracteristici Tehnice:

- **Material:** Plastic de înaltă calitate, rezistent la uzură și ușor de curățat, asigurând durabilitate în utilizarea zilnică.
- **Număr de Locații:** 5 locații, fiecare destinată pentru un instrument dentar, cu un sistem de prindere sigur și stabil.
- **Comandă Pneumatică:** Integrarea comenzii pneumatice permite operarea eficientă a instrumentelor direct din suport, facilitând tranzițiile rapide între proceduri.
- **Dimensiuni:** Aproximativ 30 cm în lungime, potrivit pentru a fi montat în diverse configurații în cadrul unitului dentar.
- **Montare Ușoară:** Proiectat pentru o instalare simplă, cu orificii preconfigurate și cabluri pneumatice gata de conectare.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Instrucțiuni de Utilizare:

Asigurați-vă că toate conexiunile pneumatice sunt bine fixate și că fiecare locație este utilizată conform specificațiilor producătorului pentru a preveni uzura prematură. Verificați periodic starea suportului și curățați-l regulat pentru a menține igiena și funcționalitatea.

Notă:

Acest suport cu 5 locații se vinde individual și este destinat exclusiv utilizării cu uniturile dentare Runyes CARE 33.