




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ecran Negatoscop pentru Unituri Dentare Runyes Care 33

Pret:

199,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ecran Negatoscop Runyes este un dispozitiv esențial pentru stomatologi și clinici dentare, oferind o soluție eficientă pentru vizualizarea și analiza radiografiilor. Cu ajutorul tehnologiei LED moderne, acest negatoscop asigură o iluminare uniformă și fără pâlpâiri, permițând o examinare clară și detaliată a imaginilor radiologice.

Caracteristici Tehnice:

- **Tehnologie LED:** Iluminare uniformă și puternică, care evidențiază fiecare detaliu al filmelor radiografice.
- **Compatibilitate:** Potrivit pentru filme radiografice standard utilizate în stomatologie și alte domenii medicale.
- **Design Compact:** Ușor de montat pe perete sau utilizat pe o suprafață de lucru, economisind spațiu în clinică.
- **Durată de viață a LED-urilor:** Peste 50.000 de ore de funcționare, garantând o utilizare îndelungată și fără întreținere frecventă (Runyes).
- **Dimensiuni ajustabile:** Disponibil în mai multe variante, adaptabile la necesitățile spațiului clinic.
- **Model compatibil:** Unituri dentare Runyes Care 33, cod componentă: 7201050008



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Instrucțiuni de Utilizare:

Se recomandă verificarea periodică a sursei de lumină pentru a asigura o funcționare optimă. În caz de uzură, LED-urile pot fi înlocuite pentru a menține calitatea iluminării.

Notă:

Acest model de negatoscop este destinat utilizării profesionale și este compatibil cu standardele internaționale de radiologie dentară.