

## Filtrul Bactericid Autoclav Runyes 18L, 23L Si 29L



**Pret:**

**110,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

**Filtru Bactericid Autoclav Runyes** este o componentă esențială pentru menținerea igienei și siguranței în cadrul proceselor de sterilizare din uniturile dentare. Acest filtru asigură eliminarea bacteriilor și impurităților din aerul sau apa utilizată în autoclavele stomatologice, prevenind astfel contaminarea echipamentelor și a mediului de lucru.

### Caracteristici Tehnice:

- **Material:** Fabricat din plastic rezistent și membrană de filtrare bactericidă, capabilă să elimine eficient microorganismele din fluxul de aer sau apă.
- **Compatibilitate:** Proiectat special pentru autoclavele **Runyes**, acest filtru se integrează perfect în sistemele de sterilizare pentru 18L, 23L Si 29L.
- **Funcționalitate:** Oferă o filtrare avansată, prevenind contaminarea în timpul proceselor de sterilizare, protejând astfel instrumentele și pacienții.

### Instrucțiuni de Utilizare:

Se recomandă înlocuirea periodică a filtrului bactericid pentru a menține eficiența maximă a autoclavei și pentru a preveni acumularea de impurități și bacterii.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Notă:

Acest filtru bactericid este vândut individual și este compatibil exclusiv cu autoclavele **Runyes**.