


Placa Baza Autoclav (V 901 B) Runyes 18L/23 L

Pret:

1.360,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Descriere revizuită:

Placa Bază Autoclav (V 901 B) Runyes este o componentă centrală în funcționarea autoclavelor stomatologice, gestionând controlul și coordonarea tuturor funcțiilor de sterilizare. Proiectată cu o tehnologie avansată, această placă de bază asigură performanță optimă și durabilitate în cadrul proceselor de sterilizare.

Caracteristici Tehnice:

- **Model:** V 901 B, special conceput pentru autoclavele Runyes.
- **Funcționalitate:** Asigură controlul complet al funcțiilor autoclavei, de la încălzire și controlul presiunii până la monitorizarea siguranței în timpul ciclurilor de sterilizare.
- **Material:** Construcție solidă din componente electronice de înaltă calitate, proiectate pentru a rezista condițiilor solicitante din mediul de sterilizare.
- **Compatibilitate:** Proiectată pentru utilizare exclusivă în autoclavele Runyes, modelul V 901 B, de 18L și 23L.

Instrucțiuni de Utilizare: Se recomandă instalarea plăcii de bază de către personal autorizat pentru a asigura o funcționare corectă și sigură a autoclavei. În caz de defecțiuni, înlocuirea plăcii trebuie efectuată



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

de un tehnician calificat.

Notă: Această placă de bază se comercializează individual și este destinată doar pentru utilizarea în autoclavele compatibile Runyes.