



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Selector Presurizare Sticlă Apă Distilată Runyes



**Pret:**

**100,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Selectorul de presurizare pentru sticla de apă distilată Runyes este un accesoriu esențial pentru autoclavele și uniturile dentare Runyes. Acest dispozitiv ajută la reglarea presiunii apei distilate, asigurând funcționarea corectă și eficientă a echipamentelor.

### Caracteristici Tehnice:

- **Material rezistent:** Fabricat dintr-un compozit durabil, capabil să reziste la presiuni ridicate și condiții de utilizare frecvente.
- **Compatibilitate universală:** Proiectat pentru a funcționa cu majoritatea sticlelor de apă distilată utilizate în uniturile dentare Runyes.
- **Fitinguri din alamă:** Dispune de fittinguri din alamă pentru o conexiune sigură și stabilă la tuburile de apă.
- **Ușor de instalat:** Sistem simplu de montare, fără necesitatea unor instrumente speciale.

**Instrucțiuni de utilizare:** Acest selector trebuie verificat periodic pentru a se asigura că nu există scurgeri sau blocaje. Se recomandă înlocuirea acestuia în cazul uzurii excesive sau a problemelor de funcționare.

**Notă:** Dispozitivul este compatibil cu standardele internaționale și este proiectat pentru a funcționa eficient în medii medicale.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---