

Valva Unic Sens Autoclav Runyes 18L, 23L

Pret:

410,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Valva unic sens pentru autoclavele Runyes este un component esențial care asigură circulația corectă a aerului sau a apei în sistemul de sterilizare, prevenind fluxul invers care ar putea compromite funcționarea aparatului. Realizată din materiale de calitate superioară, această valvă garantează fiabilitate și durabilitate în condiții de utilizare intensivă.

Caracteristici Tehnice:

- **Material:** Construcție metalică rezistentă la coroziune pentru o durată lungă de viață.
- **Compatibilitate:** Proiectată special pentru a se potrivi cu modelele de autoclave Runyes.
- **Funcție:** Permite circulația unidirecțională a aerului sau a apei, prevenind refluxul.
- **Dimensiuni:** Conectivitate standard pentru ușurința în instalare.

Instrucțiuni de Utilizare: Se recomandă verificarea periodică a funcționării valvei pentru a asigura un flux continuu și eficient în timpul sterilizării.

Notă: Valva trebuie înlocuită imediat în cazul în care prezintă semne de uzură sau defecte, pentru a menține performanța optimă a autoclavei și siguranța procesului de sterilizare.