



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# Zavor de inchidere Usa Autoclav Runyes 18L, 23L Si 29L

**Pret:**

**224,00 lei TVA inclusa**



## Descriere produs:

Zăvorul de închidere pentru autoclav Runyes este un component de siguranță esențial pentru a asigura funcționarea corectă și etanșeitatea ușii autoclavei. Fabricat din metal rezistent, acest zăvor asigură o închidere solidă și durabilă, prevenind pierderile de presiune și asigurând sterilizarea optimă.

## Caracteristici Tehnice:

- **Material:** Construcție robustă din metal pentru durabilitate sporită.
- **Funcție:** Asigură o închidere sigură și eficientă a ușii autoclavei.
- **Compatibilitate:** Proiectat special pentru modelele de autoclave Runyes.
- **Fiabilitate:** Rezistent la temperaturi ridicate și presiuni intense, caracteristici întâlnite în mediul de sterilizare.

## Instrucțiuni de Utilizare:

Zăvorul trebuie verificat periodic pentru a se asigura că funcționează corect. În caz de uzură, este recomandată înlocuirea pentru a preveni eventualele scurgeri sau defecte de închidere.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Notă:

Acest zăvor este destinat utilizării profesionale și este conceput pentru a respecta standardele de siguranță în domeniul sterilizării dentare și medicale.