




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Garnitura Usa Autoclav SEA-18L/23L Runyes



**Pret:**

**145,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

- **Compatibilitate model:** Garnitură destinată autoclavorilor Runyes SEA-18L și SEA-23L, asigurând o etanșare perfectă a ușii.
- **Diferențe de modele:** Cele două variante de garnituri (albastră și albă) sunt foarte similare, însă există o diferență subtilă între ele, care se datorează vechimii autoclavelor.
- **Culoare:** Culoarea garniturii este un indicator important pentru identificarea compatibilității cu autoclavul tău. Este esențial să alegi culoarea care corespunde cu garnitura originală a aparatului tău pentru a asigura o potrivire corectă.
- **Material durabil:** Fabricată dintr-un material rezistent la temperaturi ridicate, special conceput pentru utilizarea în sterilizare.

**Instrucțiuni importante:** La comandarea garniturii de înlocuire, specifică întotdeauna culoarea actuală a garniturii tale (albastră sau albă), deoarece aceasta determină compatibilitatea cu modelul tău de autoclav.

### Nota:

Această garnitură este esențială pentru menținerea performanței optime și siguranței autoclavelor Runyes.