



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Selector Aer Tip Clapeta F5 Pedal CARE 33 Runyes



**Pret:**

**64,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Acest selector de aer tip clapetă F5 este special conceput pentru a fi utilizat cu pedalele uniturilor dentare Runyes, model CARE 33. Este responsabil pentru controlul fluxului de aer și ajustarea funcțiilor în timpul utilizării unitului stomatologic. Cu un design compact și rezistent, piesa este esențială pentru operarea fluidă și precisă a instrumentelor dentare.

### **Caracteristici Tehnice:**

- Material durabil și rezistent la uzură.
- Design ergonomic pentru o ajustare ușoară.
- Compatibil cu pedala CARE 33 Runyes.

### **Utilizare:**

Controlul fluxului de aer în cadrul pedalei stomatologice, asigurând o funcționare optimă a unitului.