




Tastatura Unit Dentar - Runyes Care 33



Pret:

58,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Tastatura unitului dentar Runyes este o componentă esențială pentru operarea și controlul eficient al funcțiilor aparatului dentar. Acest panou superior dispune de butoane durabile, bine organizate, pentru acces rapid la funcțiile importante ale unitului, permițând utilizatorului să ajusteze poziția scaunului, să pornească sau să oprească echipamentele auxiliare și să controleze alte funcții esențiale.

Caracteristici Tehnice:

- **Tip:** Tastatură digitală cu panou superior, ideală pentru uniturile dentare Runyes.
- **Material:** Realizată din materiale durabile, rezistente la uzura zilnică.
- **Conectori:** Conectori siguri pentru integrare facilă în sistemul dentar.
- **Butoane:** Dispunerea ergonomică a butoanelor asigură o operare facilă și rapidă.

Compatibilitate:

Tastatura este concepută pentru uniturile dentare Runyes din gama Care 33, dar este compatibilă și cu alte modele similare. Verifică compatibilitatea specifică înainte de achiziție.

Utilizare:

- Controlul poziției scaunului dentar.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Activarea și dezactivarea echipamentelor auxiliare.
- Reglarea funcțiilor specifice unitului dentar.