



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Instrument Scos Tavite Din Autoclav Runyes – Modelele 18L, 23L Si 29L



**Pret:**

**50,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Acest instrument este esențial pentru extragerea în siguranță a tăvițelor fierbinți din autoclavele Runyes. Construit pentru a rezista la temperaturi ridicate, este confecționat din materiale durabile și ușor de utilizat, asigurând o manevrare sigură și eficientă.

### **Caracteristici Tehnice:**

- Material: Plastic rezistent la temperaturi înalte
- Dimensiune: Compatibil cu tăvițele standard Runyes
- Culoare: Albastru
- Greutate: Ușor, pentru o manevrare facilă

### **Conținutul Produsului:**

- 1 x Instrument scos tăvițe din autoclav Runyes

### **Utilizare:**

Instrumentul se folosește pentru a extrage tăvițele încălzite din interiorul autoclavelor Runyes, prevenind



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

astfel arsurile și alte accidentări în timpul procesului de sterilizare.

#### **Instrucțiuni de întreținere:**

- Se curăță după fiecare utilizare cu soluții dezinfectante compatibile cu plasticul.
- Se recomandă uscarea completă a instrumentului înainte de depozitare.

#### **Compatibilitate:**

Compatibil cu toate modelele de autoclave Runyes care utilizează tăvițe standard.

#### **Durabilitatea Produsului:**

Instrumentul este proiectat pentru a rezista utilizărilor frecvente într-un mediu medical, fără să se deterioreze rapid.

#### **Când trebuie schimbat:**

Se recomandă schimbarea instrumentului în cazul în care apar fisuri sau alte semne de uzură care ar putea compromite siguranța utilizării acestuia.