

Ventilator Autoclav Runyes 18L, 23L Si 29

Pret:

235,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ventilatorul autoclav Runyes este compatibil cu modele de 17L, 18L, 23L, și alte autoclave stomatologice.
Caracteristici Tehnice

- **Model:** PY-1238H240B
- **Tensiune de operare:** 220-240V
- **Frecvență:** 50/60Hz
- **Curent:** 0.12A
- **Tip motor:** Fără perii (brushless), ceea ce asigură o durată de viață mai lungă și eficiență crescută
- **Material:** Plastic durabil și rezistent la temperaturi ridicate
- **Producător:** Poweryear

Conținutul Produsului

- 1 x Ventilator autoclave Runyes
- 2 x Cabluri de conectare cu borne

Utilizare

Ventilatorul este utilizat pentru a facilita ventilația forțată a autoclavei, accelerând răcirea și eliminarea

aburului din cameră după procesul de sterilizare. Se instalează ușor în compartimentul dedicat al autoclavei și se conectează direct la circuitul electric al unității.

Instrucțiuni de întreținere

- Curățați periodic ventilatorul pentru a îndepărta praful și murdăria care pot reduce performanțele.
- Verificați cablurile de conectare pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate sau corodate.
- Dacă ventilatorul începe să facă zgomote anormale sau funcționează intermitent, înlocuiți-l imediat pentru a preveni defecțiuni la autoclava.

Compatibilitate

Compatibil cu majoritatea autoclavelor din gama Runyes de 18L și 23L, dar poate fi utilizat și pe alte autoclave compatibile care necesită un ventilator cu aceleași specificații tehnice.

Durabilitatea Produsului

Ventilatorul este proiectat pentru a funcționa pe o perioadă îndelungată datorită motorului brushless, care reduce uzura mecanică și crește eficiența energetică. În condiții normale de utilizare, durata de viață estimată este de 5-7 ani.

Când trebuie schimbat

Ventilatorul trebuie înlocuit atunci când apar simptome precum:

- Zgomote neobișnuite în timpul funcționării
- Ventilatorul nu pornește sau se oprește frecvent în mod necontrolat
- Performanțe slabe în eliminarea aburului și răcirea autoclavei

Compatibil cu:

1. Autoclave Runyes

- Runyes 17 litri
- Autoclave Runyes:18L
- Runyes 23 litri

2. Autoclave Tecno-Gaz

- Tecno-Gaz 18 litri
- Tecno-Gaz 24 litri

3. Alte autoclave stomatologice

- Melag 23B+ (23 litri)
- Vacuklav 24B Melag
- Tanzo Z-clave: 18L și 23L
- Tuttnauer
- Enbio S