




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Brat Pentru Monitor CARE 33 Runyes

Pret:

524,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Brațul pentru monitor Runyes CARE 33 este o componentă esențială pentru configurarea corectă a unităților stomatologice. Acest braț este proiectat pentru a asigura o fixare fermă și o mișcare flexibilă a monitorului, permițând personalului medical să ajusteze poziția acestuia cu ușurință.

- **Compatibilitate:** Modelul Runyes CARE 33
- **Material:** Construcție solidă din metal, vopsită pentru rezistență la coroziune
- **Caracteristici:** Ușor de instalat, cu articulații flexibile pentru ajustarea poziției monitorului
- **Accesorii incluse:** Cleme de prindere, suport pentru cabluri, șuruburi de montare

Acest braț este ideal pentru clinici care folosesc unitățile stomatologice Runyes, asigurând un plus de funcționalitate și confort pentru utilizatori.