


## Brat Pentru Monitor CARE 33 Runyes

Pret:

**549,99 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Brațul pentru monitor Runyes CARE 33 este o componentă esențială pentru configurarea corectă a unităților stomatologice. Acest braț este proiectat pentru a asigura o fixare fermă și o mișcare flexibilă a monitorului, permițând personalului medical să ajusteze poziția acestuia cu ușurință.

- **Compatibilitate:** Modelul Runyes CARE 33
- **Material:** Construcție solidă din metal, vopsită pentru rezistență la coroziune
- **Caracteristici:** Ușor de instalat, cu articulații flexibile pentru ajustarea poziției monitorului
- **Accesorii incluse:** Cleme de prindere, suport pentru cabluri, șuruburi de montare

Acest braț este ideal pentru clinici care folosesc unitățile stomatologice Runyes, asigurând un plus de funcționalitate și confort pentru utilizatori.