



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Banda de lipit sigilator (siliconica) Runyes



**Pret:**

**74,99 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Această bandă de lipit siliconică este special concepută pentru sigilatoarele Runyes, oferind o soluție rezistentă și de lungă durată pentru procedurile de sigilare. Fabricată din silicon de înaltă calitate, banda este durabilă și flexibilă, potrivită pentru a suporta temperaturile și presiunile ridicate din procesele de sterilizare.

- **Dimensiuni:** 33 cm lungime, 1.5 cm lățime, 1 cm înălțime
- **Material:** Silicon de înaltă calitate
- **Compatibilitate:** Sigilatoare Runyes
- **Caracteristici:** Rezistență la temperaturi ridicate, durabilă și ușor de montat

Este un accesoriu esențial pentru întreținerea și funcționarea corectă a sigilatoarelor în mediile medicale și stomatologice.