



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Furtun Aspiratie Chirurgicala Debit Mare Unit Care 33 Runyes

Pret:

79,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Furtunul de aspirație chirurgicală pentru unitul Care 33 de la Runyes este fabricat din materiale de înaltă calitate, oferind o rezistență crescută la uzură și o flexibilitate sporită pentru utilizare în medii chirurgicale. Proiectat pentru un debit mare de aspirație, acesta garantează eliminarea rapidă și eficientă a fluidelor în timpul intervențiilor. Profilul interior hexagonal optimizează fluxul de aer, prevenind blocajele și asigurând o performanță constantă. Compatibil cu sistemele de aspirație de mare putere ale unitului Care 33, acest furtun este esențial pentru asigurarea unui mediu de lucru curat și sigur.

Caracteristici Tehnice:

- **Compatibilitate:** Unit dentar Care 33 Runyes
- **Material:** Silicon flexibil, rezistent la uzură și temperaturi ridicate
- **Funcție:** Aspirație chirurgicală de mare debit pentru intervenții rapide și eficiente
- **Diametru interior:** Profil hexagonal pentru optimizarea fluxului de aer
- **Dimensiune:** Lungime standard pentru aspirație chirurgicală

Caracteristici Vizuale:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Culoare:** Gri
- **Design:** Tub flexibil, cu profil interior hexagonal pentru eficiență sporită și prevenirea blocajelor

Notă:

Acest produs se vinde individual, comanda este pe o bucată. Este esențial pentru unitul dentar Care 33 pentru asigurarea unei aspirații eficiente în timpul procedurilor chirurgicale.