




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Furtun Aspiratie Chirurgicala Cu Debit Mic Unit Care 33 Runyes



**Pret:**

**79,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

#### Descriere:

Furtunul de aspirație chirurgicală debit mic este ideal pentru utilizare în procedurile stomatologice care necesită o aspirație delicată și controlată. Realizat din silicon rezistent și flexibil, acest furtun asigură o performanță de înaltă calitate, oferind un control optim al debitului de aer și lichide. Este proiectat special pentru uniturile dentare **Care 33 Runyes** și garantează durabilitate și manevrabilitate în cadrul intervențiilor chirurgicale de finețe. Furtunul este ușor de instalat și curățat, asigurând igiena și siguranța în utilizare.

### Caracteristici Tehnice:

- **Compatibilitate:** Unituri dentare **Care 33 Runyes**
- **Material:** Silicon flexibil, rezistent la uzură și sterilizabil
- **Funcție:** Aspirație chirurgicală cu debit mic pentru proceduri stomatologice
- **Model:** Debit mic, optimizat pentru aspirația controlată în intervențiile chirurgicale
- **Dimensiune:** Lungime standard pentru uniturile dentare

### Caracteristici Vizuale:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- **Culoare:** Gri deschis
- **Design:** Ergonomic și flexibil, proiectat pentru manevrabilitate ușoară și precizie în aspirație

**Notă:**

Acest produs se vinde individual, iar comanda este pe o singură bucată. Vă rugăm să verificați compatibilitatea cu unitul dentar **Care 33 Runyes** înainte de achiziționare.