


Furtun Aspiratie Chirurgicala Cu Debit Mic Unit Care 33 Runyes



Pret:

97,58 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Descriere:

Furtunul de aspirație chirurgicală debit mic este ideal pentru utilizare în procedurile stomatologice care necesită o aspirație delicată și controlată. Realizat din silicon rezistent și flexibil, acest furtun asigură o performanță de înaltă calitate, oferind un control optim al debitului de aer și lichide. Este proiectat special pentru uniturile dentare **Care 33 Runyes** și garantează durabilitate și manevrabilitate în cadrul intervențiilor chirurgicale de finețe. Furtunul este ușor de instalat și curățat, asigurând igiena și siguranța în utilizare.

Caracteristici Tehnice:

- **Compatibilitate:** Unituri dentare **Care 33 Runyes**
- **Material:** Silicon flexibil, rezistent la uzură și sterilizabil
- **Funcție:** Aspirație chirurgicală cu debit mic pentru proceduri stomatologice
- **Model:** Debit mic, optimizat pentru aspirația controlată în intervențiile chirurgicale
- **Dimensiune:** Lungime standard pentru uniturile dentare

Caracteristici Vizuale:

- **Culoare:** Gri deschis
- **Design:** Ergonomic și flexibil, proiectat pentru manevrabilitate ușoară și precizie în aspirație

Notă:

Acest produs se vinde individual, iar comanda este pe o singură bucată. Vă rugăm să verificați compatibilitatea cu unitul dentar **Care 33 Runyes** înainte de achiziționare.