



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Mecanism pentru Tetiera Unit Dentare Care 33 Runyes



Pret:

650,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Mecanismul pentru tetieră al uniturilor dentare **Care 33 Runyes** este proiectat pentru a oferi o reglare fină și durabilă a poziției capului pacientului în timpul intervențiilor stomatologice. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest mecanism garantează o utilizare pe termen lung, cu ajustabilitate precisă pentru diverse poziții. Este compatibil exclusiv cu modelul **Care 33 Runyes** și poate fi ușor integrat în structura existentă a unitului dentar. Sistemul său ergonomic asigură un confort sporit pentru pacienți, facilitând în același timp accesul optim pentru medicul stomatolog.

Caracteristici Tehnice:

- **Compatibilitate:** Unituri dentare **Care 33 Runyes**
- **Material:** Oțel inoxidabil și plastic durabil
- **Funcție:** Reglare ajustabilă a tetierei pentru confortul pacientului
- **Model:** Mecanism pentru uniturile dentare Care 33

Caracteristici Vizuale:

- **Culoare:** Alb



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Design:** Compact și ergonomic, pentru ajustare ușoară și durabilitate maximă

Notă:

Acest produs se vinde individual. Verificați compatibilitatea cu modelul **Care 33 Runyes** înainte de achiziție.