



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sita Scuipatoare Saliva Care 33 Plastic Runyes

Pret:

49,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sita scuipătoare salivă Care 33 din plastic Runyes este proiectată pentru a asigura o filtrare eficientă a salivei și a resturilor generate în timpul procedurilor stomatologice. Fabricată din plastic rezistent, aceasta este ușor de curățat și reutilizat, contribuind la igiena și performanța optimă a unităților dentare Runyes. Designul său ergonomic permite o integrare facilă în sistemul de aspirație, iar găurile bine poziționate asigură un flux de salivă eficient.

Caracteristici Tehnice:

- **Material:** Plastic de înaltă calitate, durabil și rezistent la uzură
- **Compatibilitate:** Unități dentare Runyes, model Care 33
- **Funcție:** Filtrarea și colectarea salivei și a resturilor
- **Dimensiuni:** Potrivire precisă pentru sistemul de scuipat al unității dentare
- **Găuri de ventilare:** Proiectate pentru un flux optim de salivă

Caracteristici Vizuale:

- **Culoare:** Alb
- **Design:** Formă circulară cu perforații pentru captarea eficientă a fluidelor
- **Compact și ușor de instalat:** Se înlocuiește rapid și menține funcționarea eficientă a sistemului de



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

scuipat

Notă:

Acest produs se vinde individual. Vă recomandăm să verificați compatibilitatea cu modelul unității stomatologice înainte de achiziționare.