



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gel desensibilizant Perfect Protect 2ml

Pret:

78,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Perfect Protect de la VOCO este un gel desensibilizant dentar pentru albirea dintilor care este compatibil cu toate sistemele de albire.

VOCO Perfect Protect este un gel desensibilizant pentru utilizare acasa, care este adaptat conditiilor de albire acasa. Contine 3% azotat de potasiu (\cong 11.600 ppm potasiu) si 0,11% fluor (\cong 1.130 ppm fluor), contribuind astfel in mod fiabil la desensibilizarea dintilor sensibili. In timp ce azotatul de potasiu ajuta la ameliorarea durerii la dintii hipersensibili, fluorul sprijina etansarea tubilor dentinari deschisi si astfel abordeaza cauza hipersensibilitatii.

Materialul transparent si lipsit de gust este extrem de simplu si intuitiv in utilizare: se aplica timp de 15-60 de minute folosind aceeasi tava ca si pentru albirea acasa si poate fi aplicat atat inainte cat si dupa albirea dintilor.

Sigilarea dentinei expuse

Caracteristici



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Desensibilizare de incredere

Timp de purtare scurt si variabil

Gust neutru

Consistenta placuta

Umplere usoara a tavii

Desensibilizare de incredere.

Timp de purtare scurt si variabil de la 15 la 60 de minute.

Gust neutru.

Consistenta placuta.

Umplere usoara a tavii datorita canulei incluse si pre-asamblate.

Indicatii

Sigilarea dentinei expuse

Prezentare

2 x seringa 2ml