




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Admira Fusion Flow Kit 5 x 2gr

**Pret:**

**790,01 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Admira Fusion Flow - compozit fotopolimerizabil fluid, tehnologie ormocer

### **Indicatii**

Captusirea cavitatilor minore si sigilarea fisurilor extinse

Bazare sau invelire cavitati

Captusire cavitati clasa III - V

Reparare captusiri, fatete si restaurari provizorii

Cimentare piese proteze transparente

### **Avantaje:**

Primul material de restaurare fluid pur ceramic - nu contine monomeri clasici



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Pure Silicate Technology - umplutura si matrice rasinica bazata pe oxid de silicon

Tehnologie ORMOCER - comprimare minima la polimerizare

Tehnologie "Flow on demand" - materialul se fluidizeaza numai sub presiune sau in miscare. Cand se completeaza aplicarea, materialul se stabilizeaza suficient pentru a nu curge in afara cavitatii

Afinitate excelenta cu suprafata umeda a peretilor cavitatilor dentare

Manevrare excelenta - procedura simpla pentru lustruire de calitate superioara combinata cu duritatea superioara a suprafetei garanteaza rezultate excelente durabile

Compatibil cu toti agentii conventionali de bonding

## **Prezentare**

Admira Fusion Flow Kit: 5 seringi x 2g (nuante: A1, A2, A3, A3.5, WO), cheie de culori, accesorii