



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Baterie Li-Ion 14500 pentru E-Xtreme Sifary, 800 mAh, 3.7V



**Pret:**

**190,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Bateria Li-Ion 14500 pentru E-Xtreme Sifary este ideală pentru echipamentele medicale și electronice din gama Sifary. Cu o capacitate de 800 mAh și o tensiune de 3.7V, această baterie asigură o alimentare constantă și eficientă, oferind o putere de 2.96 Wh. Este fabricată conform standardelor înalte de calitate și siguranță.

### Componente principale:

- Baterie reîncărcabilă Li-Ion 14500
- Cablu de conectare cu terminal

### Caracteristici tehnice:

- **Tip:** Li-Ion 14500
- **Capacitate:** 800 mAh
- **Tensiune:** 3.7V
- **Putere:** 2.96 Wh
- **Cod produs:** 6014004



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **Instrucțiuni de utilizare:**

1. Conectați bateria la echipamentul compatibil E-Xtreme Sifary.
2. Asigurați-vă că terminalele sunt bine fixate pentru o funcționare corectă.
3. Înlocuiți bateria conform recomandărilor producătorului pentru a menține performanța optimă.

### **Notă:**

Această baterie este destinată utilizării exclusive în echipamentele compatibile din gama Sifary. Se recomandă manipularea cu grijă și încărcarea conform specificațiilor producătorului.