



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Piesa Completa cu PCB pentru Dispozitiv Ultrasonic Ultra X Sifary

Pret:

790,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

- **Voltaj intrare:** 3.7V
- **Voltaj ieșire:** 1.2A
- **Placă:** Placă de circuite pentru activare ultrasonică
- **Mufă:** USB pentru încărcare
- **Funcție:** Control și activare ultrasonică
- **Baterie:** Litiu-ion
- **Compatibilitate:** Ultra X Sifary
- **Destinație:** Tratamente endodontice, curățare canal radicular