



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Rezervor Pulbere Aparat Profilaxie IJet Refine



Pret:

40,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Acest rezervor de pulbere este special creat pentru aparatele de profilaxie IJet Refine, asigurând o distribuție precisă și constantă a pulberii. Materialul său rezistent și ușor de curățat oferă o durabilitate extinsă și ușurință în utilizare, ideal pentru procedurile stomatologice frecvente.

Componente principale:

- Corp transparent din material rezistent
- Capac etanș pentru siguranță
- Sistem de reglare a fluxului de pulbere
- Design compact și ergonomic

Caracteristici tehnice:

- Capacitate: 40g
- Material: Plastic de înaltă calitate
- Compatibilitate: Aparare de profilaxie IJet Refine
- Greutate: 100g

Instrucțiuni de utilizare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

1. Deschideți capacul și umpleți rezervorul cu pulbere.
2. Închideți capacul ferm pentru a preveni scurgerile.
3. Conectați rezervorul la aparatul de profilaxie și ajustați fluxul de pulbere conform nevoilor.
4. După utilizare, curățați rezervorul și depozitați-l într-un loc uscat și curat.

Notă:

Acest rezervor este compatibil doar cu aparatele de profilaxie IJet Refine. A se evita utilizarea cu alte aparate incompatibile pentru a preveni eventualele defecțiuni.