



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Rezervor Pulbere Plus Refine



Pret:

**450,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Acest rezervor de pulbere Plus este fabricat din sticlă de înaltă calitate, oferind o capacitate mai mare și o durabilitate extinsă. Designul ergonomic permite o manipulare ușoară și asigură o distribuție constantă a pulberii în timpul tratamentelor dentare.

### Componente principale:

- Corp din sticlă transparentă, rezistentă
- Capac filetat pentru o etanșare sigură
- Supapă de control pentru reglarea fluxului de pulbere
- Gura largă pentru umplere ușoară

### Caracteristici tehnice:

- Capacitate: 70g
- Material: Sticlă rezistentă la impact
- Compatibilitate: Aparare de profilaxie Refine
- Greutate: 220g

### Instrucțiuni de utilizare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

1. Deschideți capacul și adăugați pulberea necesară.
2. Închideți bine capacul pentru a preveni scurgerile.
3. Conectați rezervorul la aparatul de profilaxie și ajustați fluxul de pulbere după nevoie.
4. După utilizare, curățați și depozitați rezervorul într-un loc sigur și curat.

Notă:

Acest rezervor este destinat utilizării exclusiv cu aparatele de profilaxie Refine. A se verifica compatibilitatea înainte de utilizare și a se manipula cu grijă pentru a evita deteriorarea sticlei.