



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Piezon Built-in Kit ultrasonic EMS

Pret:

**7.253,60 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Suportă piesele de mână EMS Original Piezon EN-061 (fără LED) și EN-060 (cu LED), ambele fiind autoclavabile la 135°C și rezistente la peste 1.000 de cicluri de sterilizare. Dispune de module cu control prin potențiomtru sau control al tensiunii (0–5 Vdc sau 0–10 Vdc). Pentru detartraj, tratamente parodontale, endodontice și restaurative.

### Specificații tehnice:

- **Alimentare electrică:** 24 V AC ( $\pm 10\%$ ) sau 32 V DC ( $\pm 10\%$ )
- **Consum maxim de putere:** 18 VA
- **Putere de ieșire:** 8 W
- **Frecvență de operare:** 24–32 kHz