

Scanner intraoral HELIOS 500

Pret:

39.900,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Noul scanner HELIOS 500 - Performanță ridicată

CARACTERISTICI CHEIE:

- Plug & Play : doar cablu USB. Fara alimentator, fara stativ. Doar il conectati in portul USB si gata!
- Fara calibrare: scannerul este calibrat din fabrica si nu necesita recalibrare!

Scanare rapidă în mai puțin de 30 de secunde

Port Plug & Scan-USB pentru livrarea energiei și transferul de date direct

Helios 500 își propune să revoluționeze industria prin următoarele caracteristici:

Viteză și precizie superioare

- Scannerul Helios 500 este unul dintre cele mai rapide și eficiente de pe piață.

- Helios 500 vine cu o îmbunătățire a calibrării, nemaifiind necesară calibrarea manuală, acesta este construit cu o calibrare și adaptabilitate automată.
- Nivelul de acuratețe este la cel mai înalt nivel. Deviația medie a unei scanări de arcadă completă in-vivo este de aproximativ 20μm.
- Scanare totală în mai puțin de 30 de secunde.
- Dimensiunile sale reduse sunt potrivite pentru a fi utilizat într-un mod cât mai ușor. Greutatea sa este de doar 185g, ceea ce îl face să fie unul dintre cele mai ușoare scannere utilizate. Cu un design ergonomic, acesta este ușor de utilizat.

Mai inteligent

Tehnologia AI oferă utilizatorilor o experiență de scanare lină și generează rezultate ale tratamentelor cu un aspect natural. Acest lucru se datorează tehnologiei care filtrează țesuturi moi și cele care sunt în mișcare.