



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Statie mobila pentru scanner intraoral

Pret:

16.999,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Statie mobila cu monitor de 23.6 inch dotat cu functie touchscreen, si tastatura utilizabila direct pe display.

Unitate desktop incorporata in spatele monitorului cu putere mare de calcul compatibila cu majoritatea scannerelor intraorale de pe piata.

Windows 11 preinstalat cu licenta

Caracteristici principale desktop: Procesor 12th Gen Intel i7-12700, Placa video RTX 3060, 32 GB DDR4, spatiu stocare rapid 1 TB SSD.

Antena WiFi de mare putere si functie bluetooth pentru conectarea cu periferice wireless, de tip mouse sau tastatura.

4 Porturi USB 3.0

4 porturi HDMI pentru extinderea imaginii pe monitoare mai mari



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
