



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Termodezinfector digital Runyes

Pret:

16.500,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Termodezinfector complet digital, care permite spalarea si termodezinfectarea instrumentarului, astfel incat sa fie evitata folosirea dezinfectantilor chimici pentru instrumentar.

Display digital de 4.3 inch care permite setarea tuturor parametrilor aparatului (temperatura de spalare, etapa curenta, timpul ramas, adaugarea de detergent de curatare, alarme, etc).

Prezinta functie de autodiagnosticare a erorilor.

Cu stocarea digitala a parametrilor de termodezinfectare si capacitate de a imprima pe o imprimanta externa.

Capacitate: cosuri de instrumente cu o capacitate de 18 sau 32 de piese de mana, plus un cos pentru instrumentar general

Curatare termica: ciclu de spalare la temperatura de 93 C pentru 180 de secunde.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Designul patentat de circulatie a aerului cald permite uscarea efectiva si eficienta a instrumentarului introdus.

Specificatii tehnice:

Capacitate: 58 litri, tot interiorul este fabricat din otel inox special tip 304 cu cele mai inalte standarde medicale si alimentare

Curatare termica: Temperatura maxima este de 93C si timpul de termodezinfectie la aceasta temperatura este de 3 minute

Pompa recirculare: fabricata in Italia, de debit de mare capacitate

Pompa de evacuare: cu functie de drenare automata

Programe presetate: din fabrica sunt presetate 6 programe specializate, pentru usurinta utilizatorului

Metoda de uscare: prin aer fierbinte circulant, pentru uscarea eficienta a tuturor suprafetelor instrumentelor

Greutate: 15 Kg

Dimensiuni: 527 x 595 x 486 mm (latime x inaltime x adancime)