



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Baie cu ultrasunete 6 litri Clean 02

**Pret:**

**1.979,99 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

#### Avantaje

- Capacitate mare a tancului - capacitate 6 litri / 32/3x20.5x9.9 cm
- Panou de control cu tehnologie touch capacitiva - durabila, rezistenta, rezistenta la apa si la substante chimice
- Valva de golire - usor de folosit
- Doua generatoare ultrasonice de capacitate industriala - distribuire uniforma a undelor ultrasonice, curatare puternica, durabilitate sporita
- Doua incalzitoare ceramice - montate sub tanc pentru o incalzire sigura si uniforma; constructie durabila
- Afisaj LED in 3 culori - usor de operat, cu panou de control cu 4 taste, 6 setari pentru imer, 3 setari pentru temperatura
- Circuit de control independent pentru fiecare generator de ultrasunete - 40% crestere in eficienta, nu este susceptibil la interferente, durabil
- Protectoare multiple de circuit - la suprasarcina sau folosire necorespunzatoare, protectorii intrerup alimentarea catre diferite zone pentru a proteja aparatul
- Placa de baza protejata impotriva umezelii - placa de baza este plasata vertical pentru o mai buna protejare la umezeala si la interferente
- Doua ventilatoare de racire - unul pentru placa de baza si unul pentru generatoarele de ultrasunete



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Multiple accesorii optionale - cos de plastic suspendat, tava si suport din otel inoxidabil
- Design structural avansat si solid - carcasa de 4.5 mm grosime din plastic protejat la umezeala, rezistenta sporita la socuri si umezeala. 60% mai silentios decat carcusele de otel, potrivit pentru folosirea in cabinet

### Specificatii

- Capacitate tanc: 6 litri - umplere maxima 5 litri, umplere minima 3.35 litri
- Dimensiune tanc: 32.3x20.5x9.9 cm
- Dimensiunea maxima a unui obiect pentru a incapa in tanc: 34 cm
- Putere: 300W
- Setari timer: 10 min -> 15 min -> 20 min -> 25 min -> 30 min ->5 min
- Golire tanc: prin valva de golire
- Frecventa ultrasunete: 35000 Hz
- Material tanc: otel inox SUS304
- Material carcasa: ABS
- Greutate: 8.6 Kg
- Dimensiune aparat: 51.5x30.5x24 cm