



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

eHEATER obturatie downpack



Pret:

1.900,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Incalzire

0.2 secunde pana la 200°C

0.5 secunde pana la 250°C

Incalzirea rapida previne deteriorarea fizica a ligamentelor parodontale

Racire

2 secunde pentru racire completa

Racirea rapida asigura faptul ca gutaperca nu se scurge de-a lungul varfului incalzit

Varf incalzit intern

Numai partea activa din varf este incalzita - previne necesitatea huselor izolatoare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Partea inactiva este izolata din interior si ramane rece - confort pentru pacienti si economie pentru baterie

Capison izolat in locul unde partea inactiva din varf este insurubata in aparat - mai sigur pentru dvs sa lucrati atunci cand schimbati capetele

Interval de temperatura 90°C - 250 °C

Puteti personaliza temperatura si timpul de aplicare in functie de materialul de obturare sau orice alt scop i-ati alocat aparatului

Descoperiti bateria foarte performanta!

Baterie foarte eficienta Li-Ion care se descarca mult mai greu, 2000 mAh

Experimentati ergonomia perfecta!

Inelul 360° start/stop permite manevrarea aparatului intr-un unghi care va este confortabil

Operare ambidextra

Grip confortabil

Usor - stres minim asupra incheieturii

Contine 4 anse