



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# Aparat radiologie retroalveolara Fona XDG perete

**Pret:**

**19.800,01 lei TVA inclusa**



## **Descriere produs:**

Cost dosar documentatie CNCAN: 5000 lei.

Tehnologie AC dovedită

XDG este alegerea AC a mii de stomatologi din întreaga lume datorită ușurinței sale de utilizare, preciziei și fiabilității. Oferă o calitate înaltă a imaginii chiar și în cele mai solicitante condiții de lucru, atât cu receptori de înaltă rezoluție, cât și cu cele mai fine pelicule.

## **Pozitionare ergonomica**

Braț ușor pentru o mișcare lină și o poziționare stabilă.

## **Calitate excelentă a imaginii**

Cel mai fin punct focal de 0,4 pentru o calitate excelentă a imaginii.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Setare automată de expunere**

Panou de control cuprinzător și ușor de utilizat pentru setarea automată a expunerii.

## **CARACTERISTICI**

Calitate excelentă a imaginii

Obțineți cea mai potrivită setare de expunere selectând dintre 2 dimensiuni de pacient, 9 programe și 3 detectoare. DAP opțional disponibil.

Poziționare ergonomică

Noul design al brațului asigură mișcări fluide și poziționare fiabilă.

Setare automată de expunere

Selectați programul, dimensiunea pacientului și receptorul - mA-urile sunt setate automat, asigurând doza exactă de radiație.

Soluție de la distanță

Cronometrul montat de la distanță și comutatorul manual vă permit să controlați expunerea din afara camerei cu raze X

## **SPECIFICATII**

Opțiuni

**Alegeți dintre cele 4 lungimi diferite ale brațelor de extensie pentru a face unitatea intraorală să se potrivească perfect în cabinetul dvs. dentar. Puteți selecta standard de 30 cm, 60 cm sau 80 cm și**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

**opțional braț de 100 cm.**

**Dispozitivul de limitare a fasciculului dreptunghiular FONA (3x4cm) permite reducerea semnificativă a dozei.**

**Versiunea mobilă este alegerea ideală pentru clinicile dentare care caută flexibilitate operațională maximă.**

**20/21 cm standard sau 30 cm colimator opțional disponibil.**

**Cu o lungime a cablului de 10 m, comutatorul manual de la distanță este ușor de montat acolo unde este necesar.**

Generator Curent alternativ (AC) Punct focal 0,4 (IEC 336/1997) Tensiunea tubului, curentul tubului 70 kVp. 3,5 mA Tensiune de linie 100/230 V. 50/60 Hz Focalizare - distanță de piele Standard 21 cm Timp de expunere 0,21 - 11,2 mAs Dimensiunile pacienților Adult, Copil Numărul de regiuni anatomice 7