



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Fiziodispenser Motorsurg Eighteeth + Piesa contraunghi LED 20:1 E-STB



Pret:

10.000,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Noul fiziodispenser Motorsurg de la Eighteeth:

- precis, sigur si stabil
- contraunghi puternic
- luminozitate reglabila
- proiectat ergonomic si bine echilibrat
- pedala multifunctionala
- pompa silentioasa de apa

Avantaje Motorsurg:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Precis si puternic

Viteza reglabila de la 200 la 40.000 rpm;

Cuplu motor de la 5 la 80 N*cm;

Motor eficient si fiabil;

Componente ale motoarelor germane;

Calibrarea motorului si a piesei de mana cu un singur click.

Fiabil si sigur

Functionare stabila la orice turatie si orice cuplu motor;

Functionarea la viteze ultra-joase este posibila;

Toti parametrii pot fi configurati in prealabil si salvati preventiv;

Sistem inteligent de avertizare pentru erori frecvente in operare;

Vizualizarea procedurilor faciliteaza operatiunile respective.

Usurinta in utilizare

Afisaj tactil color cu interfata intuitiva;

8 moduri de operare personalizabile;

Pedala multifunctionala

Schimbarea programelor cu o singura tasta;

Pornirea si oprirea motorului cu o atingere usoara;

Control simplu al volumului de alimentare cu apa;

Comutarea directiei motorului.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pompa silentioasa

Pompa nu face aproape niciun zgomot in timpul functionarii;

Putere mare de alimentare cu apa, viteza de pana la 130 ml/min;

Alimentarea cu apa este usor de controlat;

Conexiune simpla.

BONUS: Piesa contraunghi LED 20:1 E-STB