



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Scanner intraoral HELIOS 500

**Pret:**

**39.900,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Noul scanner HELIOS 500 - Performanță ridicată

### **CARACTERISTICI CHEIE:**

- Plug & Play : doar cablu USB. Fara alimentator, fara stativ. Doar il conectati in portul USB si gata!
- Fara calibrare: scannerul este calibrat din fabrica si nu necesita recalibrare!

Scanare rapidă în mai puțin de 30 de secunde

Port Plug & Scan-USB pentru livrarea energiei și transferul de date direct

Helios 500 își propune să revoluționeze industria prin următoarele caracteristici:

### **Viteză și precizie superioare**

- Scannerul Helios 500 este unul dintre cele mai rapide și eficiente de pe piață.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Helios 500 vine cu o îmbunătățire a calibrării, nemaifiind necesară calibrarea manuală, acesta este construit cu o calibrare și adaptabilitate automată.
- Nivelul de acuratețe este la cel mai înalt nivel. Deviația medie a unei scanări de arcadă completă in-vivo este de aproximativ 20μm.
- Scanare totală în mai puțin de 30 de secunde.
- Dimensiunile sale reduse sunt potrivite pentru a fi utilizat într-un mod cât mai ușor. Greutatea sa este de doar 185g, ceea ce îl face să fie unul dintre cele mai ușoare scannere utilizate. Cu un design ergonomic, acesta este ușor de utilizat.

### **Mai inteligent**

Tehnologia AI oferă utilizatorilor o experiență de scanare lină și generează rezultate ale tratamentelor cu un aspect natural. Acest lucru se datorează tehnologiei care filtrează țesuturi moi și cele care sunt în mișcare.