



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat detartraj UltraMint Pro Novel



Pret:

2.200,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aparat de detartraj cu ultrasunete UltraMint Pro Novel.

1. Frecventa: 25-42KHz
2. Mod: Perio General Endo (G, P, E)
3. Amplitudinea ansei pentru diferitele moduri de functionare G: 90 μ m, P: 60 μ m, E: 40 μ m
4. Unda sinusoidala, low pain
5. Lumina LED in piesa de mana
6. Piesa de mana din aliaj de aluminiu
7. Suport pentru piesa detasabil si autoclavabil
8. Sticla cu apa de 900ML



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

9. Reglati volumul de apa cu piesa de mana

10. Folositi o cheie pentru toate varfurile

11. Anse: 4 anse G, 1 ansa E, 1 ansa P.

ANSELE SUNT COMPATIBILE CU STANDARDUL EMS / WOODPECKER

Funcția Intelligent Negative Feedback

În funcție de forma suprafeței dinților, aparatul de detartraj va ajusta automat modelul de vibrație a ansei, oferind o procedură de detartraj confortabilă și nedureroasă pentru pacient.

Forma de undă sinusoidală

Reduce stimularea instantanee pentru un tratament confortabil și fără durere.

Rezervorul de 900 ml va permite lucrul cu soluții saline, cu hipoclorit, clorhexidina sau peroxid de hidrogen. Toate pentru o dezinfectie și eficacitate crescută în tratamentele parodontale și endodontice.

Panoul tactil inteligent. Utilizare fără probleme chiar și cu folie de protecție pentru ecran, mănuși sau apă.

Suport pentru piesa de mână. Detasabil și autoclavabil. Rezistă la infecții.

Instrucțiuni utilizare