



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat detartraj Refine Maxpiezo 7+

Pret:

1.290,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Aparat de detartraj cu feedback in timp real al rezistentei la vibra?ie pe dinte, pentru a putea oferi Aparat de detartraj cu iluminare LED.

Prepararea si curatarea suprafetelor dentare cu ultrasunete (5-10) si agitare aerata de detartraj pe prag, Erziex? din peroxid de hidrogen, etc)ap?, in care pot fi folosite diverse solu?ii (irigan?i radiculari,

- Urmărire automată a frecvenței, feedback în timp real
- Putere și debit de apă controlate de panoul tactil, ușor de curățat și rezistent la acțiunea dezinfectanților
- Tanc pentru soluții XL, capacitate 600ml pentru a putea fi folosit pe post de irigant apă, clorhexidină, peroxid de hidrogen, hipoclorit de sodiu etc.
- Piesa de mana detasabila
- Frecvență: 28 kHz ± 3 kHz
- Conține 8 anse (G4, G5, G6, P1, P3, P4, P4D, E1)
- Dimensiune: W180mm x D180mm x H150mm
- Greutate; 1,6 kg (numai unitatea)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Culoare: alb
- Garanție de un an (cu excepția anșelor detartratorului)

De la produsele din seria ENIS și WOODPECKER anșele sunt compatibile 100% cu produsele echivalente de la producătorii ENIS și WOODPECKER.