



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat detartraj Refine Maxpiezo 6+

Pret:

990,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Aparat de detartraj cu feedback in timp real al rezistentei la vibrație pe dinte, pentru a putea oferi un tratament fără durere!

Aparat de detartraj cu iluminare LED.

Prezentând funcții complete (G, P, E - General, Perio și Endo) acest aparat de detartraj permite efectuarea tuturor operațiilor care implică ultrasunete: detartraj clasic și subgingival, curățare implanturi, înlăturarea acelor rupte pe canal, ajustare și înlăturare gutta-percha, preparare prag, îndepărtarea calculilor, root planing și altele.

Urmărire automată a frecvenței, feedback în timp real

Putere și debit de apă controlate de panoul tactil, ușor de curățat și rezistent la acțiunea dezinfectantilor

Piesa de mana detasabila



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Frecvență: 28 kHz \pm 3 kHz

Conține 6 anse (G1, G1, G2, G4, P1, E1)

Dimensiune: L155mm x D168mm x H80mm

Greutate; 0,6 kg (numai unitatea)

Culoare: alb

Garanție de un an (cu excepția anșelor detartratorului)

Aparatul de detartraj, piesa de mână și ansele sunt compatibile 100% cu produsele echivalente de la producătorii EMS și WOODPECKER.