



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Piezomed Plus

Pret:

33.100,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Schimba regulile in piezochirurgie

Modulul Piezomed combina cu succes micromotorul de implantologie cu piezochirurgia intr-un singur echipament. Aceasta inseamna ca Implantmed poate fi combinat cu modulul Piezomed, astfel incat sa acopere cat mai multe proceduri chirurgicale.

*Conectare posibila doar cu Implantmed Plus SI-1023

Avantaje:

Modularitate

Detectare automata a ansei

Racire eficienta gratie deschiderii sprayului foarte aproape de partea activa a ansei

Biblioteca de anse

Pedala fara fir permite pozitionarea optima in zona de lucru



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Emisiile de aerosoli de racire nu afecteaza mediul steril al blocului operator

Mod de prezentare:

Modulul (unitatea de comanda), piesa de mana SA-40L

Prezentare video