



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Motor Endo CanalPro X-Move



Pret:

7.800,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

CanalPro X-Move - Endomotor cu apex loctor integrat pentru rotatie continua sau alternativa.

Caracteristici:

Instrument 3 in 1: Apex locator încorporat + Rotatie continuă + Mișcare de reciprocare

Programe presetate pentru acele Coltene

Piesa contra-unghi rotativa la 360°, cu cap miniatural și gât subțire (diam. doar 8mm: acces facil, vizibilitate excelenta in timpul tratamentelor)

Nivel de zgomot redus

Motor fara perii, foarte performant

Compatibilitate cu 30 de sisteme de ace de pe piata



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Mișcare de reciprocare cu unghiuri ajustabile (interval de ajustare: 20° - 400°)

Baterie litiu, 2000mAh

Avantaje:

Endomotor pentru rotatii continue si alternative

Unghiuri de reciprocitate reglabile pentru eficienta ridicata a preparatiilor

Niveluri mai mici de zgomot ale rotatiei line, ce ofera mai mult confort in timpul tratamentului

Contraunghi foarte mic complet izolat

Motor de inalta performanta, fara perii

Apex Locator incorporat

Setari preprogramate pentru HyFlex EDM, CM si Remover

Setari preprogramate pentru MicroMega One RECI, One Curbe (mini), 2Shape (mini), Remover, One G, One Flare

Optiune inclusa pentru a seta manual parametrii (RPM, cuplu,unghiuri) pentru alte sisteme de fisiere

Prezentare

Pachetul contine:

1 x piesa de mana pentru motor

1 x baza de incarcare

1 x piesa contraunghi

1 x cablu de masurare

1 x varf spray



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

4 x file holder

2 x lip clip

2 x sonda tactila

2 x O-ring

1 x Adaptor AC