



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Alginat Cromatic HS Fast 453g



Pret:

**39,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Alginat cu aroma de menta fara praf, rezistent la rupere, cu priza rapida. Fara plumb si cadmiu.

Usor de amestecat, omogen, neted, elastic si rezistent.

Timp de amestecare: aprox. 30 de secunde, pregatire pentru amprentarea: aprox. 60sec, timp de priza completa: aprox. 130sec. (timpii mentionati sunt la 23 °C 73 °F):

Deformare la compresiune: 11,7%, recuperare elastica: 98%, rezistenta la compresiune: 1,2 MPA.

### Prezentare

Punga 453g