



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aspiratoare endodontice set 20 buc



Pret:

69,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aspiratoare endodontice pentru interventii endodontice sau de precizie.

Varful de aspirare este moale si proiectat cu o flexibilitate multidirectionala. Fara a intra in capatul canalelor radiculare, poate fi folosit principiul presiunii negative pentru a aspira fluidele interventiei din cavitati sau canalele laterale.

Comparativ cu alte mijloace de absorbtie, aspiratorul endodontic usuca mai rapid si eficient, reducand iritatia lichidului de clatire a tesutului dentar.

Recomandare de utilizare:

Inainte de utilizare se recomanda sterilizarea la o temperatura de 134°C.

Prezentare

20 bucati/cutie



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
