



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Ulei pentru aparatul de curatat piese 500ml

Pret:

**175,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

**Ulei de service pentru aparate de intretinere automata a pieselor de mana tip Runyes sau Asistina 500ml Vetos**

**Ulei sintetic de maxima puritate, special dezvoltat pentru intretinerea turbinelor, pieselor de mana si contraunghiurilor, instrumentelor chirurgicale, detartratoarelor si motoarelor pneumatice. Pentru utilizare în sistemul Assistina 301 de la W&H sau in**

Aparat pentru lubrefiere si intretinere piese

Este un dispozitiv pentru curățarea și întreținerea automată a pieselor rotative dentare, in aparate specializate, care este o condiție prealabilă pentru o utilizare impecabilă și o durată lungă de viață a turbinelor, contraunghiurilor, pieselor drepte, micromotoarelor.

Astfel se asigura o intretinere impecabila si o durata de viata mult prelungita, lucru de luat in seama mai ales pentru piesele scumpe! Aplicarea uleiului DA: dispozitiv automat Assistina 301 de la W&H sau Aparat de lubrefiere si intretinere piese de la Runyes turbine micromotoare cu aer detartratoare cu aer contraunghiuri piese de mână instrumente chirurgicale



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Beneficii: întreținerea instrumentarului rotativ dentar curățarea și întreținerea pieselor interne mobile  
reducerea costurilor serviciilor Uleiul de serviciu DA este ulei sintetic de puritate maximă. Componentele de ulei selectate în mod corespunzător permit lubrifierea adecvată atât a instrumentelor cu viteză rapidă, cât și a celor cu viteză mică. Uleiul de serviciu DA poate fi sterilizat și este complet rezistent la hidroliză și oxidare. În plus, este omogen cu preparatele destinate dezinfectării instrumentarului rotativ dentar. Utilizarea uleiului de serviciu garantează, de asemenea, durabilitatea pieselor din plastic, precum și a garniturilor și a etanșărilor.

**FOARTE ECONOMIC!!!**

**Prezentare:**

1 x ulei DA Service 500ml Vetos