



Filtek One Bulk Fill capsule



Pret:

325,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Conceput pentru restaurari in zona posterioara, proprietatile sale optice unice și opacitatea imbunatatita va ofera usurinta aplicarii intr-un singur strat – pana la 5 mm – fara a compromite rezultatele estetice.

Aplicare rapida si facila, dintr-un singur pas;

Opacitate crescuta, pentru rezultate estetice imbunatatite;

Mecanismul de reducere a stresului de polimerizare permite aplicarea in strat de pana la 5 mm;

Adaptare excelenta;

Nu este necesara aplicarea in straturi sau utilizarea unor dispozitive de aplicare costisitoare;

Manevrabilitate si sculptabilitate excelente;

Nanotehnologia adevarata de la 3M asigura o rezistenta superioara la uzura si o mentinere excelenta a lustrului;

Radioopacitate inalta;



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Design unic al varfului, pentru acces mai ușor la cavitatile profunde;

Disponibil in 5 nuante.

Gestionarea inteligenta a ratei de contrast

Opacitatea imbunatatita, fara a sacrifica profunzimea stratului de polimerizare

Perfectionarea continua a nanotehnologiei 3M ne permite sa gestionam opacitatea materialului si profunzimea stratului de polimerizare intr-un mod mai inteligent. Prin tehnologia unica de gestionare inteligenta a ratei de contrast, am crescut opacitatea, fara a reduce profunzimea stratului polimerizabil.

In starea sa polimerizata, 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative are o opacitate mai mare decat 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative, asigurand rezultate estetice imbunatatite.

Prezentare:

Filtek One Bulk Fill Restorative - 20 capsule x 0.2g