



Filtek One Bulk Fill seringa 4g

Pret:

325,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Conceput pentru restaurari in zona posterioara, proprietatile sale optice unice și opacitatea imbunatatita va ofera usurinta aplicarii intr-un singur strat – pana la 5 mm – fara a compromite rezultatele estetice.

- Aplicare rapida si facila, dintr-un singur pas;
- Opacitate crescuta, pentru rezultate estetice imbunatatite;
- Mecanismul de reducere a stresului de polimerizare permite aplicarea in strat de pana la 5 mm;
- Adaptare excelenta;
- Nu este necesara aplicarea in straturi sau utilizarea unor dispozitive de aplicare costisitoare;
- Manevrabilitate si sculptabilitate excelente;
- Nanotehnologia adevarata de la 3M asigura o rezistenta superioara la uzura si o mentinere excelenta a lustrului;
- Radioopacitate inalta;
- Design unic al varfului, pentru acces mai ușor la cavitatile profunde;
- Disponibil in 5 nuante.

Gestionarea inteligenta a ratei de contrast

- Opacitatea imbunatatita, fara a sacrifica profunzimea stratului de polimerizare
- Perfectionarea continua a nanotehnologiei 3M ne permite sa gestionam opacitatea materialului si profunzimea stratului de polimerizare intr-un mod mai inteligent. Prin tehnologia unica de gestionare inteligenta a ratei de contrast, am crescut opacitatea, fara a reduce profunzimea stratului polimerizabil.
- In starea sa polimerizata, 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative are o opacitate mai mare decat 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative, asigurand rezultate estetice imbunatatite.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare:

- *Filtek One Bulk Fill Restorative - 1 seringă x 4g*