



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozit Filtek Bulk Fill Flow

Pret:

190,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Materialul compozit fluid pentru restaurări universale Filtek™ Bulk Fill – reduce timp de interventie oferindu-va incredere: pozitionare rapida si usoara fluiditate pentru adaptare usoara rezistenta ridicata si uzura redusa.

Indicatii:

- Baza sub restaurari directe de Clasa I si Clasa II
- Liner sub materiale pentru restaurari directe
- Sigilant

Avantaje:

- 4 mm fotopolimerizare – reducand necesitatea straturilor incrementale si riscul contaminarii
- Fluiditate pentru adaptare usoara – manipulare redusa a instrumentelor
- Pana la 50 % mai multa forta si aproape de doua ori mai multa rezistenta la uzura comparativ cu alte compozite fluide pentru restaurări universale bulk fill de top
- Ambalare variata: seringi in culoarea portocalie orange pentru identificare usoara
- 4 nuante: A1 A2 A3 si Universal
-



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare:

- Filtek™ Bulk Fill Flow Refill 1 x 2g