



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Fissurit F Seringa 2 ml

Pret:

149,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Indicații

- Sigilarea spărturilor, fisurilor și suprafețelor ocluzale pentru profilaxia cariilor
- Refacerea suprafețelor de smalț deteriorate
- Ancorarea dispozitivelor ortodontice
- Sigilarea obturațiilor cu compozit și ciment (protecție la umiditate)
- Restaurarea unor leziuni carioase mici
- Repararea defectelor mici în obturații cu compozit și amalgam

Avantaje

- • Aplicare rapidă și simplă din noua seringă NDT®
- • Alb, pentru control vizual ușor



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- • Proprietăți optime de curgere și vâscozitate scăzută
- • Stabilitate mare și bună aderență la smalț
- • Adaptare marginală perfectă
- • Degajare continuă de fluor

Prezentare

- 1 x seringă 2 ml