



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pungi sterilizare autosigilante 140x260

Pret:

89,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Pungi de sterilizare autosigilante, fabricate din hartie medicala grea si un strat de poliester/polipropilena. Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta. Dotate cu martor de sterilizare - culoarea pungii se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes.

Hartia folosita este una speciala, de uz medical (60gr/mp), de calitate superioara. Anumiti producatori folosesc hartie de uz alimentar care ar putea parea similara dar este de o calitate inferioara care nu permite de fapt sterilizarea pungilor. Cerneala este de asemenea, speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina instrumentele in timpul sterilizarii. Competitorii folosesc cerneala normala cu solventi care ar putea contamina instrumentele in timpul sterilizarii. Toate acestea argumenteaza calitatea superioara a pungilor de sterilizare EURONDA.

- 200 buc/cutie
- 140 x 260 mm